



STOCK DISPONIBLE !



OPERA SYSTEM VIVA ZIRCONE UT-ML

ULTRA TRANSLUCIDE & MULTI COUCHE

ZIRCONE USINABLE A SEC IDEALE POUR ACCEDER A DES RESTAURATIONS NATURELLES ET ESTHETIQUES **SANS CONTRAINTES**


Restaurations monolithiques en zirconium :

- Un degré d'esthétique élevé
- Un prix accessible pour des coûts maîtrisés : coût de revient en matière de environ 8 euros TTC l'élément
- Des disques pré-teintés dans la masse (20 teintes 16 + 4 émail) pour des monolithiques sans stratification
- Un gain de temps considérable (pas de trempage/séchage)

Teintes standard
De A1 à D4



Teintes Email
(ENW, EA1, EA2, EA3)



LA ZIRCONE UT-ML OFFRE UN RÉSULTAT NATUREL ET ESTHÉTIQUE SUR DES MONOLITHIQUES SANS STRATIFICATION

Applications :



Inlay/Onlay Facette Couronne Ant. Couronne Post. Bridges⁽¹⁾

⁽¹⁾ Bridges : 1 inter maximum consenti entre 2 piliers. Pour 2 inters consécutifs, nous recommandons l'utilisation des zircons Viva ML ou HT.

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

TRANSLUCIDITÉ : **UT-ML : 43 %**

RÉSISTANCE À LA FLEXION : **UT-ML : 557 Mpa**

- Ultra translucide : effet naturel sur le bord incisal
- Dégradé dans la masse composé de 4 couches
- Résistance à la flexion : 557 MPA - inférieure de 50 % à celle d'une zirconium classique
- Possibilité de stratification sans liner avec la céramique CZR Noritake
- Couverture totale du teintier VITA⁽²⁾ classique

TEINTES UT-ML :

A1	A2	A3	A3,5	A4
B1	B2	B3	B4	
C1	C2	C3	C4	
D2	D3	D4		
EA1	EA2	EA3	ENW	

La zirconium **UT-ML** est idéale pour les inlays/onlays, facettes, couronnes, bridges jusqu'à 3 éléments.

2 épaisseurs de disques disponibles : 14 mm - 18 mm
Diamètre standard : 98,5 mm

Les teintes **UT-ML E** sont conçues spécialement pour les facettes.




PROPOSER UNE SOLUTION EN ZIRCONE UTML SANS STRATIFICATION ?

- Un processus simplifié :
1. Usinage
 2. Sinterisation
 3. Polissage
 4. Stain et glaçage

C'EST POSSIBLE !

Cas réalisé par Oriol De La Mata :



Résultat final après 3 mois : esthétique et naturel

Cas réalisé par Naoto Yuasa :



EUROMAX
MONACO | **OPERA**
SYSTEM

4/6 avenue Albert II - Bloc B - 98000 Monaco
Tél. + 377 97 97 42 30 - Fax : + 377 92 16 76 10 - info@euromaxmonaco.com
euromaxmonaco.com - opera-system.com

 Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 0120